

Особенности



Инновационный нагревательный элемент

Источником нагрева служит карбоновый конвектор, этот нагреватель выделяет инфракрасное излучение в 4 раза сильнее, чем галогеновый нагреватель в диапазоне длины волн от 2,5 до 3 мкм = более 3-х лет непрерывной ежедневной работы без замены нагревательного элемента.



Встроенный микролифт

В анализаторе влажности ViBRA MD 83 есть встроенный микролифт, который поднимает образец для сушки, разгружая весовую ячейку через заданные оператором промежутки времени, улучшая воспроизводимость показаний массы образца.



Увеличенный размер платформы до 110 мм

Увеличенный размер платформы позволяет использовать максимальную величину образца, равномерно распределяя его по платформе.



Четкий, яркий и большой LCD дисплей

На четком, ярком и большом LCD дисплее пользователь может без ошибок прочесть показания даже в тяжелых производственных условиях.



Простота конструкции

Простая конструкция анализатора влажности позволяет легко очищать и содержать в порядке устройство в случае загрязнения во время измерительных работ.

