

# ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ VIBRA AJ-1200CE

## Технические характеристики



### Общее описание

Простые в эксплуатации лабораторные весы ViBRA серии AJ(AJH) - это доступное и удобное решение для удовлетворения широкого спектра задач. Электронные весы ViBRA AJ обеспечивают высокую точность результатов взвешивания во многих промышленных и медицинских лабораториях, ювелирных мастерских.

Надежный и долговечный акустический датчик Tining-Fork (Mono-MetalTuning-forkSensor)

Модель	ViBRA AJ-1200CE
НПВ	1200 г
НмПВ	0.5 г
Дискретность	0.01 г
Класс точности	Высокий (II)
Дисплей	Жидкокристаллический
Размер платформы, мм	170x140
Калибровка	Внешняя 500г F2
Габариты, мм	235x182x75
Вес, кг	1.3
Интерфейс	RS-232C
Питание	Адаптер AC/DC 230V/9-12V

### Доступные опции

- Кабель для подключения к компьютеру
- AJUH(S) – крюк для взвешивания под весами
- AJBT(S) – аккумуляторная батарея
- AJDK – комплект для измерения плотности

гарантирует высокую воспроизводимость результатов взвешивания на протяжении длительного периода эксплуатации весов. Датчик устойчив к электромагнитным помехам, температурным изменениям, не боится перегрузок, чрезвычайно точен.

Компактный корпус, легко разбираемая ветрозащита (для весов с НПВ до 620 г), прозрачная защитная наклейка на дисплей. Простой и понятный интерфейс меню - основные функции и режимы взвешиванию выбираются разовым или повторным нажатием на соответствующие клавиши. Калибровка встроенной гири (только для серии AJH). Автоматическое определение номинальной массы гири при внешней калибровке (серия AJ). Стандартный, компараторный, процентный и счетный режимы взвешивания, несколько единиц веса.

Режим компаратора с возможностью ввода границ пользователем и выводом результатов на дисплей. Двухнаправленный интерфейс RS-232C для подключения к принтеру

- Переходник COM-USB

### Дополнительное оборудование



CSP-160  
Микропринтер



SDI/SDR  
Дополнительный  
дисплей



Калибровочная  
гиря

### Это может потребоваться

- [Руководство по эксплуатации на русском языке](#)
- [Копия описания типа СИ](#)
- [Копия свидетельства об утверждении типа СИ](#)
- [Копия свидетельства об утверждении типа СИ в Республике Казахстан](#)
- [Описание типа СИ в Республике Казахстан](#)
- [Программное обеспечение](#)

или персональному компьютеру.  
GLP-совместимая печать данных  
Гистограмма нагрузки,  
позволяющая избежать  
перегруженности и возможной  
деформации весовой платформы.  
Возможность использования  
автономного питания (опция). До 32  
часов непрерывной работы  
Яркий дисплей с подсветкой -  
отличная считываемость  
результатов под разными углами  
обзора и освещенности  
Сделано в Японии, гарантия 5 лет.