

Технические характеристики

Модель	ViBRA MD 83
MAX	80 г
MIN	1 г
Дискретность по влажности	0.01% - 0.1%
Температура сушки	30-180°C, с дискретностью 1°C

Нагревательный элемент **Инфракрасная лампа из органического углеродного волокна (ресурс 7000 часов = ресурсу 4х обычных инфракрасных ламп)**

Дисплей Жидкокристаллический с подсветкой

Размер платформы Ø110 мм, глубина 11 мм

Калибровка Внешняя 50г F1 (гиря HE входит в комплект!)

Интерфейс RS-232C

Габариты 222x360x196 мм

Вес 3,2 кг

2 режима сушки и 5 настроек сохранения параметров

Встроенный микролифт

Сделано в Японии

Гарантия 1 год